

## راهنمای زمان تعویض تجهیزات و اتصالات

عنوان اتصالات	زمان تعویض
آنژیوکت	۹۶ ساعت
ست سرم، ست K، سه راهی آنژیوکت، چست لید، سوند اکسترنال	۴۸ ساعت
سرم شستشو، سرم حلال میکروست، سرنگ گاوآژ، هیپارین لاک، سرسوزن، Airway	۲۴ ساعت
ست خون	به ازاء هر یک کیسه فرآورده
میکروست	۷۲ ساعت
سرنگ انفوزیون	بعد از هر بار اتمام انفوزیون دارو
NGT، سوند اداری فولی	۱۴ روز
کیسه اداری	همزمان با تعویض سوند فولی
ETT (Endotracheal Tube)	بر حسب نیاز و اندیکاسیون بالینی و بر اساس دستور پزشک
پانسمان کاتتر و ...	✓ پوشش گاز: ۲۴ ساعت ✓ پوشش شفاف استریل: ۷ روز
کاتتر اکسیژن	اختصاصی برای هر بیمار
تیوب و رابط ساکشن، T Piece، کاتتر مانت، خرطوم ونتیلاتور	۵ روز
HME فیلتر	۴۸ ساعت
Cut Down	یک ماه
سوزن پورت	۸ تا ۱۰ روز
ویال انسولین	۲۸ روز بعد از باز شدن
چست باتل	✓ ۵ روز ✓ در صورت پر شدن ۳/۴ حجم باتل (800ml) زودتر از موعد مقرر تعویض گردد.
کیسه ایلتوستومی و کلستومی	بعد از هر بار مصرف

### ملاحظات:

- ✚ در صورت بروز عفونت، آسیب و عوارض قبل از موعد مقرر نسبت به تعویض اقدام گردد.
- ✚ Order پزشک معالج در رابطه با زمان تعویض اتصالات در الویت می باشد.