

دستورالعمل (Instruction)

کد سند : INS-LAB-13	عنوان دستورالعمل : کنترل کیفیت آزمایشات بیوشیمی ادرار		
شماره ویرایش : پنجم	تاریخ بازنگری : آبان ماه 1401	تاریخ ابلاغ : آذر ماه 1401	تاریخ تدوین : 95/8/10

گامهای دقیق انجام عملیات (حالت افعال به کار برده شده امری (دوم شخص جمع) باشد جملات ساده - کوتاه - مختصر) :

بخش آنالیز ادرار :

از کنترلهای مناسب طبق دستورالعمل شرکت سازنده در جهت کنترل کیفی نوار ادرار استفاده کنید .

از تستهای تکمیلی (اسید سولفو سالیسیلیک برای پروتئین - کوآکس یا ارلیش برای اوروبیلینوژن - لوگل برای بیلیروبین - بندیکت برای قند و...) جهت تایید نتیجه آزمایش استفاده کنید.

آزمایشات بیوشیمی ادرار در بخش بیوشیمی را با استفاده از کنترلهای مناسب و در هر ران کاری انجام و ثبت کنید .

منابع: تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی دکتر محمدرضا عابدی

امکانات مرتبط : نمونه ای کنترل - فرم های کنترل کیفی

کارکنان مرتبط : کارکنان بخش بیوشیمی

نام و نام خانوادگی و سمت تصویب کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده :	نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان :		
دکتر امیراحمد عرب زاده رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	سوسن ارشادی فرد کارشناس آزمایشگاه	دکتر بهزاد جعفرزاده مسئول فنی آزمایشگاه	محمد حسین آقاجانی مسئول آزمایشگاه